



Nuevas Alianzas que nos fortalecen.

Annar Health Technologies
distribuidor exclusivo de
Qiagen en Colombia

PRESERVACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS

PRODUCTO	REFERENCIA	PRESENTACIÓN
RNAprotect Tissue Reagent (Para la estabilización inmediata del ARN en los tejidos)	76104	50 ml
	76106	250 ml
RNAprotect Tissue Tubes (Para la recolección, estabilización de ARN, transporte y almacenamiento de tejidos)	76154	50 x 1,5 ml
	76163	20 x 5 ml
RNeasy Protect Animal Blood System (Para recolectar y estabilizar sangre animal y purificar ARN y miARN)	73224	Kit x 50 reacciones
	76544	50 tubos x 100 µl
	76554	50 tubos x 500 µl
Allprotect Tissue Reagent (Para la estabilización inmediata de ADN, ARN y proteínas en tejidos)	76405	100 ml
RNAprotect Cell Reagent (Para la estabilización inmediata y el transporte conveniente de células clasificadas o cultivadas)	76526	250 ml
RNAprotect Bacteria Reagent (Para la estabilización de ARN en cultivos bacterianos)	76506	2 x 100 ml
LifeGuard Soil Preservation Solution (Para la estabilización a temperatura ambiente del ARN microbiano del suelo)	12868-1000	1000 ml



DISRUPCIÓN DE TEJIDOS

EQUIPO	REFERENCIA	
TissueRuptor II Sondas desechables que minimizan contaminación cruzada Procesamiento de 1 muestra por ejecución	9002755	
PowerLyzer 24 Homogeniza muestras difíciles con numerosas velocidades y tiempos de ciclo Procesamiento de hasta 24 muestras en tubos de 2ml	13155	
TissueLyser II Con adaptadores que permiten procesar hasta 192 muestras por ejecución. Para utilizar con perlas de vidrio, carburo de tungsteno y acero inoxidable	85300	

EXTRACCIÓN AUTOMATIZADA DE ÁCIDOS NUCLEICOS		
EQUIPO	REFERENCIA	
QIAcube Connect Extracción por columna de centrifugación Decontaminación con luz UV Procesamiento de 1 a 12 muestras por ejecución	9002864	
EZ1 Advanced XL Extracción por partículas magnéticas Decontaminación con luz UV Procesamiento de 1 a 14 muestras por ejecución	9001874	
QIAcube HT Extracción por membrana de sílice Decontaminación por luz UV y filtro HEPA Procesamiento de 8 a 96 muestras por ejecución	9001793	
QIAsymphony SP Extracción por partículas magnéticas Decontaminación con luz UV Procesamiento de 1 a 96 muestras por ejecución	9001297	

EXTRACCIÓN DE DNA

PRODUCTO	REFERENCIA	PRESENTACIÓN	TIPO DE MUESTRA
DNeasy Blood & Tissue Kit	69504	50 reacciones	Sangre, tejidos animales, células, levaduras, bacterias o virus
	69506	250 reacciones	
DNeasy 96 Blood & Tissue Kit	69581	4 placas x 96	
	69582	12 placas x 96	
DNeasy Plant Mini Kit	69104	50 reacciones	Células y tejidos vegetales u hongos, frescos, congelados o secos.
	69106	250 reacciones	
DNeasy 96 Plant Kit	69181	6 placas x 96	
DNeasy PowerWater Kit	14900-100-NF	100 reacciones	Agua de mar, agua dulce, agua salobre, agua subterránea, aguas residuales
	14900-50-NF	50 reacciones	
DNeasy <i>mericon</i> Food Kit	69514	50 reacciones	Alimentos crudos y procesados
DNeasy PowerSoil Pro Kit	47014	50 reacciones	Todo tipo de suelo incluido abono, arcilla y capa superficial
	47016	250 reacciones	
DNeasy PowerClean Pro Cleanup Kit	12997-50	50 reacciones	Limpeza de ADN de cualquier fuente de muestra
DNeasy PowerBiofilm Kit	24000-50	50 reacciones	Todas las biopelículas, incluidas las placas dentales y esteras microbianas
QIAamp DNA Micro Kit	56304	50 reacciones	Tejidos, hisopos, LCR, sangre fresca, congelada o seca, fluidos corporales, células de orina.
QIAamp DNA Mini Kit	51304	50 reacciones	
	51306	250 reacciones	
QIAamp DNA FFPE Tissue Kit	56404	50 reacciones	Tejidos embebidos en parafina y fijados con formalina
QIAamp DNA FFPE Advanced Kit	56604	50 reacciones	
QIAamp Fast DNA Stool Mini Kit	51604	50 reacciones	Heces frescas o congeladas
QIAamp DNA Blood Maxi Kit	51192	10 reacciones	Sangre total fresca o congelada, plasma, suero y otros fluidos corporales
	51194	50 reacciones	
QIAamp DNA Blood Mini Kit	51104	50 reacciones	
	51106	250 reacciones	
QIAamp MinElute ccfDNA Mini Kit	55204	50 reacciones	Suero, plasma y otros fluidos corporales
QIAamp MinElute ccfDNA Midi Kit	55284	50 reacciones	
QIAamp DNA Microbiome Kit	51704	50 reacciones	Hisopos y fluidos corporales
QIAamp Fast DNA Tissue Kit	51404	50 reacciones	Tejido sólido
QIAamp UCP DNA Micro Kit	56204	50 reacciones	Sangre, células, hisopos y tejido
QIAamp MinElute Media Kit	57414	50 reacciones	Medios de almacenamiento y transporte líquidos
QIAamp DNA Investigator Kit	56504	50 reacciones	Amplia gama de muestras de materiales forenses y de identidad humana

EXTRACCIÓN DE RNA			
PRODUCTO	REFERENCIA	PRESENTACIÓN	TIPO DE MUESTRA
RNeasy Mini Kit	74104	50 reacciones	Células, tejidos y levaduras
	74106	250 reacciones	
RNeasy Micro Kit	74004	50 reacciones	
RNeasy Plus Mini Kit	74134	50 reacciones	
	74136	250 reacciones	
RNeasy Plus Micro Kit	74034	50 reacciones	
RNeasy 96 Kit	74181	4 placas x 96	Células animales o humanas, transcripciones in vitro o reacciones enzimáticas
	74182	12 placas x 96	
RNeasy 96 Universal Tissue Kit	74881	4 placas x 96	Tejido animal o humano
RNeasy Plant Mini Kit	74904	50 reacciones	Plantas y hongos
RNeasy PowerPlant Kit	13500-50	50 reacciones	Plantas y semillas, incluidas aquellas con alto contenido de polifenoles y polisacáridos
RNeasy Lipid Tissue Mini Kit	74804	50 reacciones	Tejidos grasos como cerebro y tejido adiposo
RNeasy FFPE Kit	73504	50 reacciones	Tejidos embebidos en parafina y fijados con formalina
RNeasy Protect Mini Kit	74124	50 reacciones	Tejido
	74126	250 reacciones	
RNeasy Fibrous Tissue Mini Kit	74704	50 reacciones	Tejidos ricos en fibra
RNeasy PowerSoil Total RNA Kit	12866-25	25 reacciones	Todas las muestras de suelo, incluido abono, sedimentos y estiércol
RNeasy PowerMicrobiome Kit	26000-50	50 reacciones	Heces, heces secas, material intestinal, hisopos y secreciones bucales contaminadas
RNeasy PowerWater Kit	14700-50-NF	50 reacciones	Agua de mar, agua dulce, agua salobre, agua subterránea, aguas residuales
RNeasy PowerBiofilm Kit	25000-50	50 reacciones	Todas las biopelículas, incluidas las placas dentales y esteras microbianas
RNeasy PowerClean Pro CleanUp Kit	13997-50	50 reacciones	Limpieza de RNA de cualquier fuente de muestra
miRNeasy Tissue/Cells Advanced Mini Kit	217604	50 reacciones	Tejidos y células

miRNeasy Micro Kit	217084	50 reacciones	Tejidos y células animales
miRNeasy Mini Kit	217004	50 reacciones	
miRNeasy 96 Kit	217061	4 placas x 96	
miRNeasy Serum/Plasma Advanced Kit	217204	50 reacciones	Plasma y suero
QIAamp RNA Blood Mini Kit	52304	50 reacciones	Sangre total fresca y otras fuentes de muestras listas para usar
Oligotex mRNA Mini Kit	70022	12 reacciones	RNA total
Oligotex mRNA Midi Kit	70042	12 reacciones	
TurboCapture 384 mRNA Kit	72271	5 placas x 384	Células cultivadas adherentes y en suspensión
TurboCapture 96 mRNA Kit	72251	5 placas x 96	

EXTRACCIÓN DE DNA/RNA			
PRODUCTO	REFERENCIA	PRESENTACIÓN	TIPO DE MUESTRA
QIAamp ccfDNA/RNA Kit	55184	50 reacciones	Plasma y suero
QIAamp MinElute Virus Spin Kit	57704	50 reacciones	Plasma, suero y fluidos corporales libres de células
QIAamp UltraSens Virus Kit	53704	50 reacciones	
	53706	250 reacciones	
AllPrep DNA/RNA Micro Kit	80284	50 reacciones	Células cultivadas y tejidos fáciles de lisar
AllPrep DNA/RNA Mini Kit	80204	50 reacciones	
AllPrep DNA/RNA 96 Kit	80311	4 placas x 96	
AllPrep DNA/RNA FFPE Kit	80234	50 reacciones	Tejidos embebidos en parafina y fijados con formalina
AllPrep DNA/RNA/miRNA Universal Kit	80224	50 reacciones	Células y todo tipo de tejidos, incluidos tejidos ricos en lípidos y fibras
AllPrep DNA/RNA/Protein Mini Kit	80004	50 reacciones	Células y tejidos
AllPrep PowerViral DNA/RNA Kit	28000-50	50 reacciones	Aguas residuales, heces, biosólidos y material intestinal
AllPrep PowerFecal DNA/RNA Kit	80244	50 reacciones	Heces
AllPrep RNA/Protein Kit	80404	50 reacciones	Células cultivadas
AllPrep Bacterial DNA/RNA/Protein Kit	47054	50 reacciones	Cultivos bacterianos
AllPrep Fungal DNA/RNA/Protein Kit	47154	50 reacciones	Cultivos de células fúngicas
AllPrep DNA/mRNA Nano	80272	12 reacciones	Muestras de baja biomasa como CTC, células raras y un número reducido de células de origen animal o humano

AMPLIFICACIÓN - PCR DE PUNTO FINAL

EQUIPO	REFERENCIA	
QIAamplifier 96 Pantalla táctil a color de 7 pulgadas y software fácil de usar. Reinicio automático después de un corte de energía. Tapa inteligente de alto rendimiento.	9002990	

PRODUCTO	REFERENCIA	PRESENTACIÓN	
QIAGEN Multiplex PCR Kit	206143	100 reacciones (50µl)	
	206145	1000 reacciones (50µl)	
HotStarTaq DNA Polymerase (5 unidades/µl)	203203	250 U	
	203205	1000 U	
	203207	5000 U	
	203209	25000 U	
HotStarTaq Master Mix Kit (5 unidades/µl)	203443	250 U	
	203445	1000 U	
	203446	2500 U	
HotStarTaq Plus DNA Polymerase (5 unidades/µl)	203603	250 U	
	203605	1000 U	
	203607	5000 U	
	203609	25000 U	
Taq DNA Polymerase (5 unidades/µl)	201203	250 U	
	201205	1000 U	
	201207	5000 U	
	201209	25000 U	

HotStarTaq Plus Master Mix Kit (5 unidades/ μ l)	203643	250 U
	203645	1000 U
	203646	2500 U
Type-it Microsatellite PCR Kit	206243	200 reacciones (25 μ l)
	206246	2000 reacciones (25 μ l)
QIAGEN Multiplex PCR Plus Kit	206152	100 reacciones (50 μ l)
Taq PCR Master Mix Kit (5 unidades/ μ l)	201443	250 U
	201445	1000 U
Taq PCR Core Kit (5 unidades/ μ l)	201223	250 U
	201225	1000 U
QIAGEN Fast Cycling PCR Kit	203743	200 reacciones (20 μ l)
	203745	1000 reacciones (20 μ l)
AllTaq PCR Core Kit (5 unidades/ μ l)	203123	250 U
	203125	1000 U
	203127	5000 U
AllTaq Master Mix Kit	203144	500 reacciones (20 μ l)
	203146	2500 reacciones (20 μ l)
UCP Multiplex PCR Kit	206742	100 reacciones (20 μ l)
	206744	500 reacciones (20 μ l)
Type-it Mutation Detect PCR Kit	206343	200 reacciones (25 μ l)
UltraRun LongRange PCR Kit	206442	100 reacciones (20 μ l)
	206444	500 reacciones (20 μ l)
UCP HiFidelity PCR Kit	202742	100 reacciones (25 μ l)
	202744	500 reacciones (25 μ l)



AMPLIFICACIÓN - PCR EN TIEMPO REAL (qPCR)		
EQUIPO	REFERENCIA	
Rotor-Gene Q 5plex (RUO) Aire por convección para cambio de temperatura , no sistema peltier Distancia óptica más corta de todos los equipos de qPCR Excelente rendimiento térmico y óptico gracias al formato giratorio	9001570	
Rotor-Gene Q 5plex (MDx) Adecuado para aplicaciones de diagnóstico in vitro. Distancia óptica más corta de todos los equipos de qPCR Excelente rendimiento térmico y óptico gracias al formato giratorio	9002023	
QIAquant 96 5plex Capacidad para 96 muestras. Sistema de fibra óptica patentado. Bloque de alta conductividad térmica (plata con recubrimiento en oro).	9003010	
QIAquant 384 5plex Capacidad para 384 muestras. Sistema de fibra óptica patentado. Bloque de alta conductividad térmica (plata con recubrimiento en oro).	9003020	

PRODUCTO	REFERENCIA	PRESENTACIÓN
QuantiTect Reverse Transcription Kit	205311	50 reacciones (20µl)
	205314	400 reacciones (20µl)
QuantiTect Probe RT-PCR Kit	204443	200 reacciones (50µl)
	204445	1000 reacciones (50µl)
QuantiTect SYBR Green PCR Kit	204143	200 reacciones (50µl)
	204145	1000 reacciones (50µl)
QuantiTect SYBR Green PCR +UNG Kit	204163	200 reacciones (50µl)
QuantiTect Probe PCR Kit	204343	200 reacciones (50µl)
	204345	1000 reacciones (50µl)
QuantiTect Probe PCR +UNG Kit	204363	200 reacciones (50µl)
QuantiTect Multiplex PCR Kit	204543	200 reacciones (50µl)
	204545	1000 reacciones (50µl)
QuantiTect Multiplex PCR NoROX Kit	204743	200 reacciones (50µl)
	204745	1000 reacciones (50µl)
QuantiTect Multiplex RT-PCR Kit	204643	200 reacciones (50µl)
	204645	1000 reacciones (50µl)
QuantiTect Multiplex RT-PCR NR Kit	204843	200 reacciones (50µl)
	204845	1000 reacciones (50µl)
QuantiTect SYBR Green RT-PCR Kit	204243	200 reacciones (50µl)
	204245	1000 reacciones (50µl)
QuantiTect Virus Kit	211011	50 reacciones (50µl)
	211013	200 reacciones (50µl)
	211015	1000 reacciones (50µl)
QuantiTect Virus +ROX Vial Kit	211033	200 reacciones (50µl)
	211035	1000 reacciones (50µl)
QuantiTect Whole Transcriptome Kit	207043	25 reacciones (50µl)
	207045	100 reacciones (50µl)



QuantiFast Pathogen PCR +IC Kit	211352	100 reacciones (25µl)
	211354	400 reacciones (25µl)
QuantiFast Pathogen RT-PCR +IC Kit	211454	400 reacciones (25µl)
QuantiFast SYBR Green RT-PCR Kit	204154	400 reacciones (25µl)
	204156	2000 reacciones (25µl)
QuantiFast Multiplex RT-PCR Kit	204854	400 reacciones (25µl)
QuantiFast Multiplex RT-PCR +R Kit	204954	400 reacciones (25µl)
	204956	2000 reacciones (25µl)
QuantiFast Multiplex PCR Kit	204654	400 reacciones (25µl)
	204656	2000 reacciones (25µl)
QuantiFast Multiplex PCR +R Kit	204754	400 reacciones (25µl)
QuantiFast Probe RT-PCR Plus Kit	204484	400 reacciones (25µl)
QuantiNova SYBR Green PCR Kit	208052	100 reacciones (20µl)
	208054	500 reacciones (20µl)
	208056	2500 reacciones (20µl)
	208057	7500 reacciones (20µl)
QuantiNova Probe PCR Kit	208252	100 reacciones (20µl)
	208254	500 reacciones (20µl)
	208256	2500 reacciones (20µl)
	208257	7500 reacciones (20µl)
QuantiNova Reverse Transcription Kit	205411	50 reacciones (20µl)
	205413	200 reacciones (20µl)
QuantiNova Pathogen +IC Kit	208652	100 reacciones (20µl)
	208654	500 reacciones (20µl)
QuantiNova Probe RT-PCR Kit	208352	100 reacciones (20µl)
	208354	500 reacciones (20µl)
	208356	2500 reacciones (20µl)
QuantiNova SYBR Green RT-PCR Kit	208152	100 reacciones (20µl)
	208154	500 reacciones (20µl)
	208156	2500 reacciones (20µl)
QuantiNova Multiplex PCR Kit	208452	100 reacciones (20µl)
	208454	500 reacciones (20µl)
	208456	2500 reacciones (20µl)




QuantiNova Multiplex RT-PCR Kit	208552	100 reacciones (20µl)
	208554	500 reacciones (20µl)
	208556	2500 reacciones (20µl)
FastLane Cell cDNA Kit	215011	50 reacciones
FastLane Cell SYBR Green Kit	216213	200 reacciones
FastLane Cell Multiplex Kit	216513	200 reacciones
FastLane Cell Multiplex NR Kit	216713	200 reacciones
FastLane Cell Probe Kit	216413	200 reacciones
UCP Probe PCR Kit	208212	100 reacciones
	208214	500 reacciones
UCP SYBR Green PCR Kit	208012	100 reacciones
	208014	500 reacciones
miRCURY LNA miRNA Custom Probe PCR Assay	339351	200 reacciones
miRCURY LNA Probe PCR Kit	339371	200 reacciones
	339372	800 reacciones
	339373	4000 reacciones
miRCURY LNA SYBR Green PCR Kit	339345	200 reacciones
	339346	600 reacciones
	339347	4000 reacciones
Rotor-Gene SYBR Green RT-PCR Kit	204174	400 reacciones (25µl)
Rotor-Gene Multiplex PCR Kit	204774	400 reacciones (25µl)
Rotor-Gene Probe PCR Kit	204374	400 reacciones (25µl)
Rotor-Gene Probe RT-PCR Kit	204574	400 reacciones (25µl)
Rotor-Gene Multiplex RT-PCR Kit	204974	400 reacciones (25µl)
QIAprep& Viral RNA UM Kit	221415	600 reacciones (20µl)
	221417	2400 reacciones (20µl)



CONTROL DE CALIDAD		
EQUIPO	REFERENCIA	
QIAxcel Advanced System Reemplaza el análisis en gel tradicional. Seguridad y conveniencia con cartuchos de gel listos para usar Electroforesis capilar sensible de alta resolución de hasta 96 muestras por ejecución.	9002123	
QIAxpert System Espectrofotómetro microfluídico UV / VIS de alta velocidad. Para la cuantificación y el control de calidad de ADN, ARN y proteínas Cuantifique ácidos nucleicos de hasta 16 muestras en menos de 2 minutos	9002340	

PCR DIGITAL (dPCR)		
EQUIPO	REFERENCIA	
QIAcuity Sistema totalmente integrado. Basado en la distribución de la muestra por particiones en nanoplacas. Formato escalable (instrumentos de 1, 4 y 8 placas) Capacidad de multiplexación avanzada (2plex y 5 plex)	QIAcuity One, 2plex 911001 QIAcuity One, 5plex 911021 QIAcuity Four, 5plex 911042 QIAcuity Eight, 5plex 911052	

PRODUCTO	REFERENCIA	PRESENTACIÓN
QIAcuity Nanoplate 26k 24-well	250001	10 unidades
	250002	50 unidades
QIAcuity Nanoplate 8.5k 24-well	250011	10 unidades
	250012	50 unidades
QIAcuity Nanoplate 8.5k 96-well	250021	10 unidades
	250022	50 unidades
QIAcuity EG PCR Kit	250111	1ml
	250112	5ml
	250113	25ml
QIAcuity Probe PCR Kit	250101	1ml
	250102	5ml
	250103	25ml
QuantiNova LNA PCR Assay	249990	200 reacciones
	249992	750 reacciones
QuantiNova LNA PCR Custom Assay	249910	200 reacciones
	249911	750 reacciones
dPCR LNA Mutation Assay	250200	200 reacciones
	250201	1000 reacciones
dPCR Copy Number Assay	250205	200 reacciones
	250206	1000 reacciones




SECUENCIACIÓN DE PRÓXIMA GENERACIÓN (NGS)		
QIAseq NGS Bead Binding Buffer (10.2ml)	333924	10,2 ml
QIAseq UPX Cell Lysis Kit (6 ml)	333076	6ml
QIAseq Targeted RNA Read 1 Primer I (48)	333514	48 muestras
QIAseq Beads (10mL)	333923	10 ml
QIAseq A Read 1 Primer I	333914	set
QIAseq 16S/ITS Smart Control (10)	333832	10 tests
QIAseq Targeted RNAscan Lib Kit RI (12)	333912	12 muestras
QIAseq Targeted RNAscan Conv Kit RI (12)	333902	12 muestras
QIAseq SARS CoV-2 Primer Panel (24)	333895	24 muestras
QIAseq Targeted DNA Library Kit RI (12)	333922	12 muestrs
QIAseq Library Quant Array Kit - Plate A/C/D/F 2 Arrays	333304	2 arrays
QIAseq DNA QuantiMIZE Array Kit - Plate A/C/D/F 2 Arrays	333404	2 arrays
QIAseq 16S/ITS Region Panel (24) - One Variable Region	333842	24 muestras
QIAseq FastSelect -5S/16S/23S Kit (8)	335921	8 muestras
QIAseq FastSelect - RNA HMR Kit (8)	334385	8 muestras
QIAseq FastSelect - Globin Kit (8)	334375	8 muestras
QIAseq FastSelect - RNA Plant Kit (8)	334311	8 muestras



EPIGENETICA		
PRODUCTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EpiTect Hi-C Kit	59971	Para el mapeo de alta resolución del plegamiento de cromatina, ensamblaje de alta calidad de secuencias del genoma, fase de haplotipos e identificación de reordenamientos cromosómicos
EpiTect Bisulfite Kit	59104	Para una conversión completa de bisulfito y limpieza de ADN para análisis de metilación
EpiTect 96 Bisulfite Kit	59110	
EpiTect Fast Bisulfite Conversion Kit	59802	Para una conversión de bisulfito ultrarrápida y altamente eficiente a partir de muestras de ADNg, FFPE, sangre, células o tejidos en formato de columna giratoria y de 96 pocillos
EpiTect Fast DNA Bisulfite Kit	59824	
EpiTect Fast FFPE Bisulfite Kit	59844	
EpiTect Fast LyseAll Bisulfite Kit	59864	
EpiTect Fast 96 Bisulfite Conversion Kit	59720	
EpiTect Fast 96 FFPE Bisulfite Kit	59740	
EpiTect PCR Control DNA Set	59695	Set de ADN de control humano (que contiene ADN metilado y no metilado convertido con bisulfito y ADN no metilado no convertido)
EpiTect Plus DNA Bisulfite Kit	59124	Para una conversión completa de bisulfito de ADN a partir de diversos materiales de partida, sin aislamiento previo de ADN
EpiTect Whole Bisulfiteome Kit	59203	Para la amplificación del genoma completo de ADN convertido con bisulfito para análisis de PCR
EpiTect MethyLight PCR +ROX Vial Kit	59496	Para análisis de PCR cuantitativo y en tiempo real basado en sondas del estado de metilación




ANÁLISIS FUNCIONAL Y CELULAR		
DETECCIÓN DE CITOQUINAS POR ELISA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PRODUCTO		
Multi-Analyte ELISArray Kits	336161	Para la detección simultánea de hasta 12 citocinas o quimiocinas en múltiples muestras biológicas usando un ELISA
Single-Analyte ELISArray Kits	336151	Para la medición cuantitativa de la cantidad de una citocina o quimiocina individual en múltiples muestras biológicas usando un ELISA
Custom Mix-n-Match Multi-Analyte ELISArray Kit	336111	Para la detección simultánea de un panel personalizado de hasta 12 citocinas o quimiocinas de su elección en múltiples muestras biológicas utilizando un ELISA
ENSAYOS DE GENES REPORTEROS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PRODUCTO		
Signal Reporter Assay Kit	336841	Para una evaluación rápida, sensible y cuantitativa de la activación de la vía de transducción de señales
Luciferase GL2 siRNA (5 nmol)	1022070	Para la eliminación de un gen reportero
Signal Reporter Controls	336881	Para control de experimentos cuando se utilizan los ensayos Signal Reporter




ANÁLISIS FUNCIONAL miRNA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PRODUCTO		
Custom miRCURY LNA miRNA Inhibitors (5 nmol)	339141	Para estudios de función de miARN utilizando inhibidores de miARN antisentido mejorados con LNA
Custom miRCURY LNA miRNA Inhibitors (15 nmol)	339142	
Custom miRCURY LNA miRNA Power Inhibitors (5 nmol)	339146	
Custom miRCURY LNA miRNA Inhibitors <i>in vivo</i> Large Scale	339203	
miRCURY LNA miRNA Inhibitors (5 nmol)	339121	miRCURY LNA, inhibidores de miARN y los inhibidores de potencia son excepcionalmente potentes, lo que permite la evaluación de fenotipos celulares en estudios de pérdida de función de miARN, incluso en líneas celulares difíciles de transfectar.
miRCURY LNA miRNA Inhibitor Control (1 nmol)	339125	
miRCURY LNA miRNA Inhibitor Control (5 nmol)	339126	
miRCURY LNA miRNA Power Inhibitors (1 nmol)	339130	
miRCURY LNA miRNA Power Inhibitors (5 nmol)	339131	
miRCURY LNA miRNA Power Inhibitors (15 nmol)	339132	
miRCURY LNA miRNA Power Inhibitor Control (5 nmol)	339136	
miRCURY LNA miRNA Mimic (5 nmol)	339173	Para estudios sobre la función de miARN y la regulación de genes usando miARN sintético diseñados para simular miRNA maduros de origen natural.
miRCURY LNA miRNA Mimic (20 nmol)	339174	
miRCURY LNA Premium miRNA Mimic (5 nmol)	339178	

miRCURY LNA miRNA Power Target Site Blockers (5 nmol)	339194	miRCURY LNA bloqueadores de sitios diana de potencia de miARN son oligonucleótidos antisentido que se unen al sitio diana de miARN de un ARNm, evitando que los miARN accedan a ese sitio. Esto le permite estudiar los efectos de un miARN en un solo objetivo.
miRCURY LNA miRNA Power Target Site Blockers, in vivo Ready (5 nmol)	339199	
miRCURY LNA miRNA Power Target Site Blockers, in vivo Ready (15 nmol)	339200	
miRCURY LNA miRNA Power Target Site Blockers, <i>in vivo</i> Large Scale	339201	
miRCURY LNA miRNA Power Family Inhibitors	339160	Para analizar los roles regulatorios compartidos por miARN altamente relacionados, coexpresados y funcionalmente redundantes

SILENCIAMIENTO DE RNA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PRODUCTO		
Antisense LNA GapmeR Standard (5 nmol)	339511	Para la eliminación altamente eficaz de ARNm e lncRNA utilizando oligonucleótidos antisentido mejorados con LNA
Antisense LNA GapmeR Standard (15 nmol)	339512	
Antisense LNA GapmeR Controls (5 nmol)	339515	
Antisense LNA GapmeR Controls (15 nmol)	339516	
Antisense LNA GapmeR Premium (5 nmol)	339517	
Antisense LNA GapmeR Premium (15 nmol)	339518	
Antisense LNA GapmeR <i>in vivo</i> Ready (5 nmol)	339523	
Antisense LNA GapmeR <i>in vivo</i> Ready (15 nmol)	339524	
Antisense LNA GapmeR <i>in vivo</i> Large Scale	339532	solución rentable para el análisis de RNAi de un pequeño número de genes. Los ARNi se proporcionan en cantidades de 5 nmol o 20 nmol para genes humanos, de ratón o de rata, o en cantidades económicas de 1 nmol para genes de seres humanos y de ratón.
FlexiTube siRNA (1 nmol)	1027415	
FlexiTube GeneSolution	1027416	
FlexiTube siRNA (5 nmol)	1027417	
FlexiTube siRNA (20 nmol)	1027418	

AllStars Negative Control siRNA (5 nmol)	1027280	Control negativo para experimentos de RNAi. Este ARNip no tiene homología con ningún gen de mamífero conocido.
AllStars Neg. Control siRNA (20 nmol)	1027281	
AllStars Neg. siRNA AF 488 (20 nmol)	1027292	
AllStars Neg. siRNA AF 647 (20 nmol)	1027295	
HP Custom siRNA without modifications	1027423	Para un silenciamiento génico eficaz utilizando ARNip de alta pureza
HP Custom siRNA with modifications	1027424	
ARNip de control negativo (5 nmol)	1022076	Control negativo de ARNip para experimentos de ARNi.
ARNip de control negativo (20 nmol)	1027310	
FlexiPlate siRNA, 0.1 nmol	1027411	Para una detección de ARNi altamente flexible y económica
FlexiPlate siRNA, 0.25 nmol	1027412	
FlexiPlate siRNA, 1 nmol	1027413	
FlexiPlate siRNA (384), 0.1 nmol	1027421	
FlexiPlate siRNA (384), 0.25 nmol	1027422	Para una transfección optimizada de ARNip en un solo paso
FlexiTube siRNA Premix	1027420	





TRANSFECCIÓN		
PRODUCTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Effectene Transfection Reagent	301425	Para transfección de ADN de células primarias y líneas celulares sensibles
HiPerFect Transfection Reagent (0.5 ml)	301704	Para la transfección de células eucariotas con ARNip y miARN
HiPerFect Transfection Reagent (4 x 1 ml)	301707	
HiPerFect Transfection Reagent (1 ml)	301705	
HiPerFect Transfection Reagent (100 ml)	301709	
PolyFect Transfection Reagent (1 ml)	301105	Para una transfección de ADN rápida y sencilla de líneas celulares estándar
PolyFect Transfection Reagent (4 x 1 ml)	301107	
PolyFect Transfection Reagent (100 ml)	301108	
SuperFect Transfection Reagent (1.2 ml)	301305	Para la transfección de una amplia gama de líneas celulares eucariotas con ADN
SuperFect Transfection Reagent (4 x 1.2ml)	301307	
Attractene Transfection Reagent (1 ml)	301005	Para una transfección eficaz del ADN y la cotransfección ADN-ARNip/miARN
Attractene Transfection Reagent (4 x 1 ml)	301007	
AllStars Hs Cell Death siRNA (5 nmol)	1027298	Para la optimización de la transfección de ARNip y control positivo en experimentos en células humanas
AllStars Hs Cell Death siRNA (20 nmol)	1027299	
AllStars Hs Cell Death siRNA (1 nmol)	SI04381048	
TransMessenger Transfection Reagent (0.5 ml)	301525	Para una transfección eficaz de ARNm
AllStars Mm/Rn Cell Death siRNA (1 nmol)	SI04939025	Para la optimización de la transfección de ARNip y control positivo en experimentos en células de ratón o rata

BUFFERS Y REACTIVOS

PRODUCTO	REFERENCIA	PRESENTACIÓN
QIAzol Lysis Reagent	79306	200ml
Deparaffinization Solution	19093	16 ml
	939018	50 ml
Nuclease-Free Water	129114	10 x 50 ml
	129115	1000 ml
RNase-Free Water	129112	12 x 1.9 ml
Microbial DNA-Free Water	338132	1.35 ml x 12
PCR Water	17000-10	10 x 1 ml
dNTP Set, PCR Grade	201912	4 x 100 µl
dNTP Mix, PCR Grade	201900	200 µl
Buffer EL	79217	1000 ml
Buffer RLT	79216	220 ml
Buffer EB	19086	250 ml
Buffer ATL	19076	200 ml
	939011	4 x 50 ml
Buffer AL	19075	264 ml
Buffer PE (5X)	19065	100 ml
Buffer PB	19066	500 ml
Buffer QG	19063	250 ml
Buffer AVL	19073	155 ml
Buffer P1	19051	500 ml
Buffer RLT Plus	1053393	220 ml
Buffer P2	19052	500 ml
Buffer TCL	1031576	125 ml
	1070498	2x (8.5 ml)
Buffer QC	19055	1000 ml
Buffer MTL	19112	54 ml
Buffer ASL	19082	560 ml
Buffer N3	19064	500 ml
Buffer G2	1014636	260 ml
Buffer RPE	1018013	55 ml



Buffer RW1	1053394	220 ml
Buffer P3	19053	500 ml
Buffer RWT	1067933	80 ml
Reagent DX	19088	1 ml
Buffer QBT	19054	1000 ml
Buffer PKD	1034963	15 ml
Buffer RDD	1011132	35 ml
Buffer QF	19056	1000 ml
Buffer ACL	939017	220 ml
Buffer PM	19083	500 ml
Buffer QX1	20912	500 ml
Vapor-Lock	981611	50 ml
Oligo-dT Primers	79237	100 µl
Random Hexamers	79236	100 µl
TopElute Fluid	1055628	60 ml



ENZIMAS		
PRODUCTO	REFERENCIA	PRESENTACIÓN
RNase-Free DNase Set	79254	50 reacciones
	79256	250 reacciones
RNase A	19101	17,500 U
QIAGEN Protease	19157	30 AU
QIAGEN Protease Solvent	1021055	6.0 ml
QIAGEN Proteinase K	19131	2 ml
	19133	10 ml



BIOINFORMÁTICA

Analice datos NGS y 'ómicos utilizando nuestro software de análisis de datos genómicos altamente visual y especializado para la normalización de datos, control de calidad, mapeo de lectura, expresión génica y más. Ya no necesita esperar a que un bioinformático o un experto en computación le ayude a analizar sus datos ómicos. Nuestro software de análisis de datos genómicos y nuestras herramientas de visualización son fáciles de usar y ofrecen una integración de extremo a extremo de todos los tipos de datos y flujos de trabajo, procesamiento de muestras reproducible y escalable y gestión de datos eficiente.

CLC Main	832040	832041
Para análisis avanzados de ADN, ARN y proteínas.	Licencia 1 equipo	Licencia en red
CLC Genomics	832021	832022
Para analizar, comparar y visualizar datos de secuenciación de próxima generación	Licencia 1 equipo	Licencia en red
CLC Genomics Premium	832023	832024
Para análisis de células individuales, perfiles microbianos, tipificación de patógenos y análisis de brotes utilizando bioinformática de última generación	Licencia 1 equipo	Licencia en red



in Annar

Annar Health Technologies



ANNAR
Health Technologies



Innovación
que transforma

Línea gratuita nacional: 018000 189 999
Línea móvil única: 318 363 7668
Bogotá - Colombia

serviciocliente@annardx.com
ventas@annardx.com
PBX: (1) 744 7979

www.annardx.com